

# DELTA PICC

La nostra soluzione innovativa per terapie infusionali a lungo termine



# DELTA PICC CARATTERISTICHE

- Catetere in poliuretano multistrato
- Monolume 3/4/5 Fr
- Catetere cilindrico, marcato, radiopaco
- Lunghezza 55cm
- Tagliabile distalmente
- Dispositivo a punta aperta

## COMPONENTI

- Filo guida in nitinol con punta in oro da 0,018" per massimizzare l'ecogenicità durante posizionamento mediante tecnica ad ultrasuoni
- Ago introduttore di sicurezza ecogenico da 21g x 7cm e introduttore tear-away di 7cm per facilitare il posizionamento senza traumatizzare il vaso
- Connettore needleless per le fasi di lavaggio post-posizionamento
- Kit dotato di sistema di fissaggio universale senza suture per la protezione del sito di inserimento e il fissaggio del catetere




## CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PICC

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CATETERE (CM)	FLUSSO AD ALTA PRESSIONE	RESISTENZA ALLA PRESSIONE (PRESSIONE MASSIMA PSI)
SINGLE LUMEN PICC CATHETER 3FR	55	3 ml/sec	325
SINGLE LUMEN PICC CATHETER 4FR	55	5 ml/sec	325
SINGLE LUMEN PICC CATHETER 5FR	55	5 ml/sec	325

IL CATETERE DELTA PICC È INDICATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER CHEMIOTERAPIA, TERAPIE ANTIBIOTICHE, NUTRIZIONE PARENTERALE, INFUSIONE DI PRODOTTI EMATICI E PER PRELIEVI DI SANGUE ENDOVENOSO COME INDICATO E CONSIGLIATO DALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI

# DELTA PICC e COMPONENTI AGGIUNTIVI



LATEX FREE

**1** CATETERE DELTA PICC

**2** INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7CM

**3** BISTURI DI SICUREZZA

**4** SISTEMA DI FISSAGGIO

**5** MEDICAZIONE DI FISSAGGIO TRASPARENTE

**6** CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA

**7** FILO GUIDA 0,018" X 50CM

**8** LACCIO EMOSTATICO

**9** SIRINGA LL 10ML

**10** METRO IN CM

**11** AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21GX7CM

**12** CAVO ECG

# I NOSTRI KIT

## BASIC/EPF

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE MAX	COMPOSIZIONE KIT	
MD0102288/EPF	KIT PICC POWER SL 3 FR X 55 CM	325	1 CATETERE DELTA PICC 2 INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7CM	7 FILO GUIDA 0,018" X 50CM 8 LACCIO EMOSTATICO
MD0102297/EPF	KIT PICC POWER SL 4 FR X 55 CM	325	3 BISTURI DI SICUREZZA 4 SISTEMA DI FISSAGGIO	9 SIRINGA LL 10ML 10 METRO IN CM
MD0102298/EPF	KIT PICC POWER SL 5 FR X 55 CM	325	5 MEDICAZIONE DI FISSAGGIO TRASPARENTE 6 CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA	11 AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21GX7CM

Quantità: 10 pz. scatole

## STANDARD/AMC

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE MAX	COMPOSIZIONE KIT	
MD0102288/AMC	KIT PICC POWER SL 3 FR X 55 CM	325	1 CATETERE DELTA PICC 2 INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7CM	7 FILO GUIDA 0,018" X 50CM 8 LACCIO EMOSTATICO
MD0102297/AMC	KIT PICC POWER SL 4 FR X 55 CM	325	3 BISTURI DI SICUREZZA 4 SISTEMA DI FISSAGGIO	9 SIRINGA LL 10ML 10 METRO IN CM
MD0102298/AMC	KIT PICC POWER SL 5 FR X 55 CM	325	5 MEDICAZIONE DI FISSAGGIO TRASPARENTE 6 CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA	11 AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21GX7CM

Quantità: 10 pz. scatole

## STANDARD/AMD (with 135 cm guidewire)

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE MAX	COMPOSIZIONE KIT	
MD0102288/AMD	KIT PICC POWER SL 3 FR X 55 CM	325	1 CATETERE DELTA PICC 2 INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7CM	7 FILO GUIDA 0,018" X 50CM 8 LACCIO EMOSTATICO
MD0102297/AMD	KIT PICC POWER SL 4 FR X 55 CM	325	3 BISTURI DI SICUREZZA 4 SISTEMA DI FISSAGGIO	9 SIRINGA LL 10ML 10 METRO IN CM
MD0102298/AMD	KIT PICC POWER SL 5 FR X 55 CM	325	5 MEDICAZIONE DI FISSAGGIO TRASPARENTE 6 CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA	11 AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21GX7CM

Quantità: 10 pz. scatole

## ADVANCED/AS1 ECG technique

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE MAX	COMPOSIZIONE KIT	
MD0102288/AS1	KIT PICC POWER SL 3 FR X 55 CM	325	1 CATETERE DELTA PICC 2 INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7CM	7 FILO GUIDA 0,018" X 50CM 8 LACCIO EMOSTATICO
MD0102297/AS1	KIT PICC POWER SL 4 FR X 55 CM	325	3 BISTURI DI SICUREZZA 4 SISTEMA DI FISSAGGIO	9 SIRINGA LL 10ML 10 METRO IN CM
MD0102298/AS1	KIT PICC POWER SL 5 FR X 55 CM	325	5 MEDICAZIONE DI FISSAGGIO TRASPARENTE 6 CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA	11 AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21GX7CM 12 CAVO ECG

Quantità: 10 pz. scatole

## PROCEDURAL PICC KIT POWER INJECTABLE

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE MAX	COMPOSIZIONE KIT	
MD0102266/ASA	PICC POWER PROCEDURAL KIT SL 3 FR X 55 CM ECG	325	1 CATETERE DELTA PICC 2 INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7CM	7 FILO GUIDA 0,018" X 50CM 8 LACCIO EMOSTATICO
MD0102260/ASA	PICC POWER PROCEDURAL KIT SL 4 FR X 55 CM ECG	325	3 BISTURI DI SICUREZZA 4 SISTEMA DI FISSAGGIO	9 SIRINGA LL 10ML 10 METRO IN CM
MD0102261/ASA	PICC POWER PROCEDURAL KIT SL 5 FR X 55 CM ECG	325	5 MEDICAZIONE DI FISSAGGIO TRASPARENTE 6 CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA	11 AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21GX7CM 12 CAVO ECG

Quantità: 3 pz. scatole

### COMPONENTI AGGIUNTIVI INCLUSI IN QUESTO KIT:

1 Pz. SIRINGA LL 3 ML - 1 Pz. SIRINGA LL 5 ML - 1 Pz. SIRINGA LL 10 ML - 1 Pz. AGO IPODERMICO DI SICUREZZA 25C X 25 MM - 1 Pz. GUAINA COPRISONDA CM 15X122 E GEL MONODOSE - 1 Pz. MEDICAZIONE CM 10X12 CON BORDO RINFORZATO - 1 Pz. GHIGLIOTTINA PER TAGLIO CATETERE - 10 Pz. GARZE COTONE CM 10X10 8 STRATI - 1 Pz. VASSOIO RETTANGOLARE AZZURRO CM 40X26X7 - 1 Pz. TELO IN SMS CM 180X330 CON FORI BRACCIO DESTRO E SINISTRO - 1 Pz. TELO BIANCOPIPPATO CM 75X90 - 1 Pz. CAMICE CHIRURGICO AVVOLGENTE IN SMS TAGLIA L, CON 2 SALVIETTE - 1 Pz. CUFFIA CON ELASTICO PER CAPELLI - 1 Pz. MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI - 1 PAIO GUANTI CHIRURGICI SENZA POLVERE TAGLIA 7,5 ULTRAPRENE SINTETICO - 1 Pz. METRO DI CARTA IN CENTIMETRI - 1 Pz. LACCIO EMOSTATICO - 1 Pz. TELO AVVOLGENTE IDRO-ALCOL REPELLENTE IN SMS CM 120X120

### Delta Med SpA

via Guido Rossa, 20 46019 Viadana (MN), Italy  
Telefono: +39 (0)375 785915 Fax: +39 (0)375 785201  
info@deltamed.it www.deltamed.it

CERTIFICATES:  
EN ISO 9001  
EN ISO 13485  
MDSAP 13485

FDA Establishment Registration Number: 3006846316