
GLI ACCESSI ARTERIOSI DELTA MED

La gamma completa di accessi arteriosi Delta Med



DELTA ARTERIAL CATH



DELTA ARTERIAL CANNULA

DELTA MED MEDICAL DEVICES
Solutions for Health

PART OF NUMANTEC® HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

DELTA ARTERIAL CATH

Questo catetere è progettato per l'inserimento in arterie periferiche, per la stima dei gas nel sangue e il monitoraggio della pressione sanguigna.





Impugnatura con **design ergonomico** per facilitare l'inserimento in arteria.

Camera di visualizzazione per un'istantanea ed efficace visualizzazione del ritorno sanguigno durante il posizionamento e riduzione del rischio di perforazione delle arterie.

Ago con **meccanismo di sicurezza** per prevenire le punture accidentali.

Dispositivo di controllo (indicatore rosso) che riduce al minimo l'esposizione del sangue*.






1. Catetere
2. Corpo catetere
3. Ali di fissaggio
4. Dispositivo di controllo
5. Design ergonomico
6. Camera di visualizzazione
7. Filtro aria
8. Luer lock cap

A. Ago in acciaio inossidabile

B. Meccanismo di sicurezza

Delta Arterial Cath è disponibile in FEP o PUR nelle misure 18Gx45mm e 20Gx45mm



Codice	Descrizione	Materiale
03.Q1845.44	18G x 45mm	PUR
03.Q1845.45	18G x 45mm	FEP
03.Q2045.44	20G x 45mm	PUR
03.Q2045.45	20G x 45mm	FEP

confezione: 50 pz. scatola / 200 pz. cartone

*rispetto a un catetere IV senza dispositivo di controllo


DELTA ARTERIAL CANNULA

- Catetere a punta aperta radiopaco in poliuretano
- Monolume 3FR o 4FR
- Lunghezza cannula: 8 cm (3FR) – 10 cm (4FR)
- Resistente alla pressione fino a 330PSI ml/sec
- Ago ecogenico standard 19G o 20G x5 cm
- Filo guida in acciaio inossidabile con marcatori

Codice	Descrizione	Ago Introduttore	Filo Guida
393083103122	Delta Arterial Cannula 3FR x 8cm	20G x 5 cm	0,018"x 20 cm
394103103222	Delta Arterial Cannula 4FR x 10cm	19G x 5 cm	0,032"x 30 cm

confezionamento: scatola da 20 pz. / cartone da 200 pz.

KIT DELTA ARTERIAL CANNULA
Per accesso arterioso e venoso periferico. Consente il monitoraggio continuo della pressione sanguigna e il campionamento in continuo sangue arterioso per le analisi di emogas.



Benefits:

- Corpo catetere (hub) rosso per una chiara identificazione dell'accesso arterioso
- Corpo catetere (hub) con ali per la stabilizzazione
- Filo guida con punta morbida per un facile inserimento tramite Tecnica Seldinger
- Cannula rastremata in poliuretano per facilitare l'inserimento nell'arteria
- Il materiale della cannula garantisce un'eccellente trasmissione della forma d'onda pressoria

MKIVC0000351 - 20/05/2025 - REV 5.0

Delta Med
is a Numantec
company

NUMANTEC
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

DELTA MED MEDICAL DEVICES Solutions for Health
PentaFerte MEDICAL DEVICES SOLUTIONS
adriamed EXCELLENCE IN MEDICAL DEVICES
Securmed medical supplies and accessories
D.B.M. INNOVATIVE MEDICAL DEVICES
PHS MEDICAL®
HEALTH LINE MEDICAL PRODUCTS

CERTIFICATES:
ISO 13485 - ISO 9001 - MDSAP 13485
The EC Certificates for Medical Devices manufactured by
Delta Med are issued by TUV SUD Product Service GmbH.

Delta Med SpA
via Guido Rossa, 20 46019 Viadana (MN), Italy
Telefono: +39 0375 785915 - Fax: +39 0375 785201
info.deltamed@numantec.eu - www.deltamed.it
info@numantec.eu - www.numantec.eu